

 Professionals in drug screening	Name Dokument: Bestellliste PL Visuelle Tests		Version: 05	Freigegeben am: 16.02.2021
	Erstelldatum / Kürzel: 28.01.2018 / TP	Überarbeitung / Kürzel: 16.02.2021 / BR		

(DE) Tüllingerstr. 36 a
79539 Lörrach
Fax +4976215789520
per E-Mail info@protzek.info bzw. info@protzek.ch

(CH) Industriestrasse 38
4415 Lausen
Fax +41617515783

Kundenname:	
Lieferadresse:	Einrichtung:
	Zusatz:
	Strasse:
	PLZ / Ort:
Rechnungsadresse:	Einrichtung:
	Zusatz:
	Strasse:
	PLZ / Ort:
Auftragsbestätigung erhalten Sie:	per Fax: <input type="checkbox"/>
Auftragsbestätigung erhalten Sie:	per Mail: <input type="checkbox"/>

Erklärung zur Bestellung:

PE = Packungseinheit
Menge = Packungen, die Sie bestellen wollen. Sie können nur ganze Packungen bestellen.
 Tragen Sie in dieser Spalte (**Menge**) Ihre gewünschte Anzahl Packungen ein.
 Beispiel: Sie bestellen 5 Packungen FL 110 mit einer PE von 25 → Sie erhalten 125 Tests in 5 Packungseinheiten zu 25 Tests
Andere Kombinationen von Parametern sind auf Anfrage erhältlich

Produktlinie: Visuelle Tests

Artikel Nr.	Zubehör	PE	Menge
UBM	Urinbecher mit Deckel	1	
UBO	Urinbecher ohne Deckel	1	
THERMO	Temperaturstreifen in Grad Celsius (°C)	1	
HSL	Handschuhe Größe L	20	

Artikel Nr.	Produktgruppe: URIN: Multi-Tauch-Test (Parameter mit cut-off-Werten)	PE	Menge
FL 114+2	AMP1000/BUP10/BZO300/COC300/EDDP100/EtG500/K2 50/MDMA500/MET1000/MOP300/THC50	25	
FL 110	AMP1000/BAR300/BUP10/BZO300/COC300/MDMA500/MET1000/MOP300/MTD300/THC50	25	
FL 911	AMP1000/BZO300/COC300/MDMA500/MET1000/MOP300/MTD300/OPI2000/THC50	25	
FL 712	BZO300/COC300/MDMA500/MET1000/MOP300/MTD300/THC50	25	
FL 711	AMP1000/BUP10/BZO300/COC300/MOP300/MTD300/THC50	25	
FL 616	AMP1000/BZO300/COC300/EDDP100/MOP300/THC50	25	
FL 614	BUP10/BZO300/COC300/MTD300/MOP300/THC50	25	
FL 516	BZO300/COC300/MTD300/MOP300/THC50	25	
FL 513	AMP1000/COC300/MET1000/OPI2000/THC50	25	
FL 511	AMP1000/BZO300/COC300/MOP300/THC50	25	
FL 311	COC300/MOP300/THC50	25	

Artikel Nr.	Produktgruppe: URIN: Multi-Platten-Test (Parameter mit cut-off-Werten)	PE	Menge
FL 113P	AMP500/BUP10/BZO300/COC300/EDDP100/FYL20/MET500/OPI2000/TCA1000/THC50	25	
MP 113A	AMP1000/BUP10/BZO300/COC1500/FYL20/MET1000/MTD100/OPI2000/TCA1000/THC50	25	
MP 114A	AMP1000/BUP10/BZO300/COC1500/FYL20/MET1000/MTD100/OPI2000/TCA1000/THC50	25	
FL 612P	AMP1000/BZO300/COC300/MET1000/MOP300/THC50	25	
613PHC	AMP500/COC1500/MET500/MDMA500/OPI2000/THC150	25	
FL 513P	AMP1000/COC300/MET1000/OPI2000/THC50	25	
MP 513PHC	AMP500/COC300/MET500/OPI2000/THC150	25	
MP 513A	AMP1000/COC1500/MET1000/OPI2000/THC50	25	
MP 514A	AMP1000/COC1500/MET1000/OPI2000/THC150	25	
FL 112P	AMP1000/BAR300/BZO300/COC300/MDMA500/MET1000/MOP300/MTD300/OPI2000/PCP25/TCA1000/THC50	25	

Artikel Nr.	Produktgruppe: ALL-IN-ONE: Multi-Platten-Test (Parameter mit cut-off-Werten)	PE	Menge
SOF 517	AMP50/COC20/MTD30/OPI40/THC12	25	
SOF 617	AMP50/COC20/MET50/MTD30/OPI40/THC12	25	
SOF 618	AMP50/COC20/MDMA50/MET50/OPI40/THC12	25	

Artikel Nr.	Produktgruppe: SUBSTANZ: Multi-Platten-Test (Parameter mit cut-off-Werten)	PE	Menge
FL 550SUB (CH-Zoll)	AMP50/COC20/MDMA50/MET50/OPI40	25	
FL 560SUB	AMP50/COC20/MDMA50/MET50/OPI40	25	
MP 570SUB	AMP1000/COC900/MDMA500/MET1000/OPI2000	25	
MP 650SUB	AMP50/COC20/FYL10/MDMA50/MET50/OPI40	25	
MP 614SUB	AMP50/BZO10/COC20/MET50/OPI40/THC50	25	

Artikel Nr.	Produktgruppe: SPEICHEL: Multi-Platten-Test (Parameter mit cut-off-Werten)	PE	Menge
FL 650S (CH-Zoll)	AMP50/COC20/MDMA50/MET50/OPI50/THC12	25	
MP 660S	AMP50/COC20/MDMA50/MET50/OPI50/THC12	25	

Artikel Nr.	Produktgruppe: URIN: Multi-CUP-Test (Parameter mit cut-off-Werten)	PE	Menge
FL 100CUP	AMP1000/BUP10/BZO300/COC300/EDDP300/MET1000/MOP300/RIT150/THC50/TML300	25	
MC140CUP+	AMP1000/BUP10/BZO300/COC1500/CREA/FYL200/KET1000/MDA500/MDMA1000/MET1000/MTD300/OPI2000/THC150/TML300	25	
FL 130CUP	AMP500/BUP10/BZO300/COC1500/FYL200/KET1000/MDA500/MDMA500/MET500/MOP300/MTD300/OPI2000/THC150/CREA	25	

Artikel Nr.	Produktgruppe: URIN: Kassetten-Einzel-Test (Parameter mit cut-off-Wert)	PE	Menge
FL AMP40	Amphetamin 1000	40	
FL mAMP40 / MET40	Methamphetamin 1000	40	
FL BAR40	Barbiturat 300	40	
FL BUP40	Buprenorphin 10	40	
FL BZO40	Benzodiazepin 300	40	
FL COC40	Kokain 300	40	
FL EDDP40	EDDP (Methadon Metabolit) 100	40	
FL MDMA40	Ecstasy (MDMA) 500	40	
FL MOP40	Opiat 300	40	
FL OPI40	Opiat 2000	40	
FL MTD40	Methadon 300	40	
FL TCA40	THC/50	40	
FL THC40	Cannabinoide 150	40	

Artikel Nr.	Produktgruppe: URIN: Streifen-Einzel-Test (Parameter mit cut-off-Wert)	PE	Menge
FL AMP50S	Amphetamin 1000	50	
FL TCA50S	TCA/1000	50	
FLBAR50	BAR 300	50	
FL mAMP50S / MET50S	Methamphetamin 1000	50	
FL BUP50S	Buprenorphin 10	50	
FL BZO50S	Benzodiazepin 300	50	
FL COC50S	Kokain 300	50	
FL MDMA50S	Ecstasy (MDMA) 500	50	
FL MOP50S	Morphin 300	50	
FL OPI50S	Opiat 2000	50	
FL MTD50S	Methadon 300	50	
FL THC50S	Cannabinoide 150	50	

Ich akzeptiere die AGB der Protzek GmbH, die auf der Webseite eingesehen oder beim Kundendienst angefragt werden können.

Datum:

Unterschrift: